


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Rarα 토끼 단클론 항체 - P10276

품목 번호: CM0003043



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 항-RARα 토끼 단클론 항체입니다. 유전자 조절에 관여하는 레티노산 수용체인 인간, 마우스 및 래트 RARα(51 kDa)를 인식합니다. 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RARα 토끼 mAb
비고/별칭	RAR; NR1B1; RARalpha; RARα
종	인간
GeneID (인간)	5914
GeneID	5914
면역원	합성 펩타이드 인간 RARα(P10276)의 아미노산 1-100번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10276
단백질 분자량	51kDa
배송 방법	아이스백