


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rara 토끼 다클론 항체 - P10276

품목 번호: CM0014517



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 토끼 항-RARα 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 전사, 발생 및 염증에 관여하는 핵 수용체인 레티노산 수용체 알파(retinoic acid receptor alpha, P10276)를 표적으로 합니다. 신호전달 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RARα 토끼 pAb
비고/별칭	RAR; NR1B1; RARalpha; RARα
종	인간
유전자 ID (인간)	5914
면역원	인간 RARα(NP_001019980.1)의 아미노산 1-457에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P10276
단백질 분자량	51kDa
배송	얼음팩