


Wb, Elisa용 항-Rarg 토끼 단클론 항체 - P13631

품목 번호: CM0004906



소개

인간 RARG에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 RARG와 교차 반응합니다. 레티노산 신호 전달 및 유전자 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RARG 토끼 mAb
비고/별칭	RARC; NR1B3; RARgamma; RARG
종	인간
유전자 ID	5916
면역원	인간 RARG (NP_000957.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13631
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스팩