


Anti-Rarg Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P13631

품목 번호: CM0030722



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-RARG 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스 및 랫트 RARgamma를 인식합니다. 레티노산 신호 전달, 유전자 조절 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RARG Rabbit pAb
비고/별칭	RARC; NR1B3; RARgamma; RARG
종	인간
GeneID (인간)	5916
GeneID	5916
면역원	재조합 단백질 인간 RARG (NP_000957.1)의 아미노산 168-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P13631
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백