

Anti-Rarres2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q99969

품목 번호: CM0030954



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA용 인간 RARRES2(chemerin/TIG2)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 대사, 염증 및 비만 연구의 아디포카인 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RARRES2 Rabbit pAb
비고/별칭	TIG2; HP10433; RARRES2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5919
GeneID	5919
면역원(Immunogen)	인간 RARRES2 (NP_002880.1)의 아미노산 17-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q99969
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)