


Anti-Rars Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54136

품목 번호: CM0031035



소개

인간 RARS (ArgRS)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 가집니다. 단백질 합성 및 아미노아실-tRNA 합성효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RARS Rabbit pAb
비고/별칭	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
종	인간
GeneID (인간)	5917
GeneID	5917
면역원	인간 RARS (NP_002878.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P54136
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백