

Wb, Elisa용 항-Rars2 다클론 항체 - Q5T160

품목 번호: CM0026959

소개

인간 RARS2(ArgRS)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 생쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 번역 및 뇌교소뇌 저형성증 연구에 활용 가능하며, 진단 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RARS2 토끼 pAb
비고/별칭	PCH6; ArgRS; RARSL; DALRD2; PRO1992; RARS2
종	인간
유전자 ID (인간)	57038
유전자 ID	57038
면역원	인간 RARS2 (NP_064716.2)의 아미노산 17-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q5T160
단백질 분자량	66kDa
배송 방식	아이스백