

Wb, If/Icc, Elisa용 항Rarβ 단클론 항체 - P10826

품목 번호: CM0005138



소개

인간 RARβ(레티노인산 수용체 베타)에 대한 토끼 단클론 항체. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐와 교차 반응합니다. 레티노인산 신호전달 및 핵 수용체 기능 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	RARβ 토끼 mAb
비고/별칭	HAP; RRB2; NR1B2; MCOPS12; RARbeta; RARbetal; RARβ
종	인간
유전자ID (인간)	5915
유전자ID	5915
면역원	인간 RARβ (NP_000956.2)의 아미노산 350-455 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P10826
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스 팩