


Wb, Elisa용 Anti-Rasa1 단클론 항체 - P20936

품목 번호: CM0009035



소개

WB 및 ELISA용 인간 RASA1 (Ras GTPase-활성화 단백질 1, p120GAP)에 대한 토끼 단클론 항체. 마우스와 교차 반응. Ras 신호 전달 연구에 이상적. 목표 분자량 약 116 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RASA1 토끼 mAb
비고/별칭	GAP, PKWS, RASA, p120, CMAVM, CM-AVM, CMAVM1, RASGAP, p120GAP, p120RASGAP, RASA1
종	인간
GeneID (인간)	5921
GeneID	5921
면역원	인간 RASA1 (P20936)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P20936
단백질 분자량	116kDa
배송	아이스백