

Anti-Rasal1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O95294

품목 번호: CM0023298

소개

Anti-RASAL1 토끼 폴리클론 항체는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스, 랫드의 RASAL1을 인식하며, 이는 수상돌기 형성 및 cAMP 신호 전달에 관여하는 RasGAP 억제 조절자입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RASAL1 Rabbit pAb
비고/별칭	RASAL; RASAL1
종	인간
GeneID (인간)	8437
GeneID	8437
면역원	인간 RASAL1 (NP_004649.2)의 아미노산 120-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95294
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백