

Anti-Rasal2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Ujf2

품목 번호: CM0016708

소개

Anti-RASAL2 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, ELISA에서 검증되었으며, 인간과 쥐에 대한 교차 반응성을 보입니다. Ras-cyclic AMP 경로의 억제 조절자인 RASAL2를 표적으로 합니다. 연구용으로 토끼에서 유래되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RASAL2 Rabbit pAb
비고/별칭	NGAP; RASAL2
종	인간
GeneID (인간)	9462
GeneID	9462
면역원	재조합 단백질 인간 RASAL2 (NP_733793.2)의 아미노산 750-1040에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9UJF2
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스백