

Wb, Elisa용 Anti-Rasd1 토끼 다클로날 항체 - Q9Y272

품목 번호: CM0015898

소개

사람 및 마우스의 WB 및 ELISA에서 검증된 Anti-RASD1 토끼 다클로날 항체입니다. 전사 조절에 관여하는 소형 GTPase인 텍사메타손 유도성 Ras 관련 단백질 1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RASD1 Rabbit pAb
비고/별칭	AGS1; DEXRAS1; MGC:26290; RASD1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	51655
GeneID	51655
면역원	사람 RASD1 (NP_057168.1)의 아미노산 132-281에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q9Y272
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백