

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rasgrp1 폴리클로날 항체 - O95267

품목 번호: CM0018243



소개

인간 RASGRP1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 면역 세포 발달에서 Ras 신호 전달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RASGRP1 Rabbit pAb
비고/별칭	IMD64; RASGRP; CALDAG-GEFI; CALDAG-GEFII; RASGRP1
종	인간
GeneID (인간)	10125
GeneID	10125
면역원	재조합 단백질 인간 RASGRP1 (NP_005730.2)의 아미노산 598-797에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95267
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백