

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Rasgrp1 토끼 다클로날 항체 - Q9Z1S3

품목 번호: CM0028649

소개

WB, IP, ELISA용 RASGRP1 토끼 다클로날 항체입니다.
인간 및 마우스 RASGRP1(~90 kDa)을 검출합니다. Ras
신호 전달, T/B 세포 발달 및 발암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RASGRP1 Rabbit pAb
비고/별칭	Rasgrp; calDAG-GEFII
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (Human)	10125
GeneID	19419
면역원(Immunogen)	마우스 RASGRP1 (NP_035376.1)의 아미노산 678-795에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse (인간, 마우스)
SWISS	Q9Z1S3
단백질 분자량	90kDa
배송(Shipping)	아이스팩