


Anti-Rasip1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q5U651

품목 번호: CM0024210



소개

RASIP1에 대한 토끼 다클로날 항체로, 내피세포에서 GTPase 신호전달의 중요한 조절인자입니다. 웨스턴 블랏, 면역형광법, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. ~103 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RASIP1 Rabbit pAb
비고/별칭	RAIN; RASIP1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	54922
GeneID	54922
면역원(Immunogen)	재조합 단백질/사람 RASIP1 (Q5U651)의 아미노산 635-785에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q5U651
단백질 분자량	103kDa
배송(Shipping)	아이스백