

Wb, Elisa용 Anti-Rassf4 폴리클론항체 - Q9H2L5

품목 번호: CM0016607

소개

이 토끼 폴리클론항체를 사용하여 잠재적 종양 억제자이자 KRAS 효과자인 RASSF4를 검증하세요. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포사멸 및 세포주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RASSF4 Rabbit pAb
비고/별칭	AD037; RASSF4
종	인간
GeneID (인간)	83937
GeneID	83937
면역원	인간 RASSF4 (NP_114412.2)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H2L5
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백