

Wb, Elisa용 Anti-Rassf5 다클론 항체 - Q8Www0

품목 번호: CM0031087



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 RASSF5 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 세포 사멸 및 림프구 접착에 관여하는 종양 억제 인자 NORE1/RAPL(47 kDa)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RASSF5 토끼 pAb
비고/별칭	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
종	인간
GeneID (인간)	83593
GeneID	83593
면역원	인간 RASSF5(NP_872606.1)의 아미노산 1-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8WWW0
단백질 무게	47kDa
배송	아이스팩