

Wb 및 Elisa용 Anti-Rassf5 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Www0

품목 번호: CM0015291



소개

WB 및 ELISA용 RASSF5 Rabbit Polyclonal Antibody. 인간 및 마우스 샘플에서 검증됨. 잠재적 종양 억제자 및 림프구 접착 조절자인 RASSF5(NORE1/RAPL)를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RASSF5 Rabbit pAb
비고/별칭	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
종	인간
GeneID (인간)	83593
GeneID	83593
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8WWW0
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백