

Anti-Rassf6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6Ztq3

품목 번호: CM0029062

소개

RASSF6를 표적하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 세포자멸사 및 종양 생물학 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RASSF6 Rabbit pAb
비고/별칭	RASSF6
종	인간
GeneID (인간)	166824
GeneID	166824
면역원	인간 RASSF6 (NP_001257320.1)의 아미노산 1-303에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q6ZTQ3
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백