

Wb, Elisa용 랫드 C-반응성 단백질/Crp 토끼 다클론 항체 - P48199

품목 번호: CM0020688

소개

랫드 C-반응성 단백질(CRP)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 재조합 융합 단백질 면역원(아미노산 20-230)을 사용했습니다. 랫드 CRP(Swiss-Prot P48199)를 인식합니다. 숙주 방어 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	랫드 C-반응성 단백질/CRP 토끼 다클론 항체
비고/별칭	Aa1249; Ac1262; Ab1-341; Ab2-196; Ac1-114; Ac2-069; Ba2-693; 랫드 C-반응성 단백질/CRP
종	랫드
유전자 ID	25419
면역원	재조합 단백질 랫드 C-반응성 단백질/CRP의 아미노산 20-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_058792.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	P48199
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩