


Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Rb 단일클론항체 - P06400

품목 번호: CM0004049



소개

IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 인간 망막모세포종 단백질(RB/pRb)에 대한 고품질 토끼 단일클론항체입니다. 암 및 세포주기 연구, 진단 개발, 표적 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RB Rabbit mAb
비고/별칭	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
종	인간
GeneID (Human)	5925
GeneID	5925
면역원	인간 RB (NP_000312.2)의 아미노산 701-928 서열에 대응하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06400
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스백