


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rb 다클론 항체 - P06400

품목 번호: CM0021984



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 RB (P06400) 토끼 다클론 항체입니다. 재조합 면역원(아미노산 701-928)이 전체 길이 약 106 kDa 망막모세포종 단백질을 검출합니다. 세포 주기, 중앙 생물학 및 숙주-바이러스 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RB 토끼 pAb
비고/별칭	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
종	인간
유전자 ID (인간)	5925
면역원	인간 RB (NP_000312.2)의 아미노산 701-928에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06400
단백질 분자량	106 kDa
배송	아이스팩