


Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rb Rabbit Mab - P06400

품목 번호: CM0008503



소개

WB, IP, IHC-P, ELISA용 인간 Retinoblastoma-associated protein (RB1/pRb)를 표적하는 고품질 토끼 단일클론항체. 세포 주기, 암, 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RB Rabbit mAb
비고/별칭	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
종	인간
유전자 ID (인간)	5925
유전자 ID	5925
면역원	재조합 단백질 (인간 RB의 아미노산 701-928 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 - NP_000312.2)
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06400
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스백