


Anti-Rbap46/Rbbp7 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16576

품목 번호: CM0006609



소개

RbAp46/RBBP7 Rabbit mAb는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 히스톤 결합 단백질 RBBP7을 표적으로 하며, 이는 염색질 재구성 복합체의 서브유닛입니다. 후성유전학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RbAp46/RBBP7 Rabbit mAb
비고/별칭	RbAp46; RbAp46/RBBP7
종	인간
유전자 ID (인간)	5931
유전자 ID	5931
면역원	인간 RbAp46/RBBP7 (NP_002884.1)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16576
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백