

Anti-Rbap46/Rbbp7 토끼 다클론 항체 - Q16576

품목 번호: CM0017684



소개

인간 RbAp46/RBBP7 히스톤 결합 단백질에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 및 ChIP에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 크로마틴 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RbAp46/RBBP7 토끼 pAb
비고/별칭	RbAp46; RbAp46/RBBP7
종	인간
유전자ID (인간)	5931
면역원	인간 RbAp46/RBBP7 (NP_002884.1)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q16576
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백