


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Rbbp4 단클론항체 - Q09028

품목 번호: CM0005504



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광 및 ELISA에 사용되는 인간 RBBP4 (NURF55, RBAP48)에 대한 토끼 단클론항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 검증되었습니다. 연구용 IVD 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBBP4 토끼 mAb
비고/별칭	NURF55; RBAP48; lin-53; RBBP4
종	인간
유전자 ID (인간)	5928
유전자 ID	5928
면역원	인간 RBBP4 (NP_005601.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q09028
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩