

Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Rbbp5 Rabbit Monoclonal Antibody - Q15291

품목 번호: CM0006522



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF, IHC, ELISA에 대해 검증된 RBBP5 토끼 단일클론 항체. MLL/SET1 H3K4 메틸전이효소 복합체의 핵심 구성 요소인 망막모세포종-결합 단백질 5를 표적합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RBBP5 Rabbit mAb
비고/별칭	RBQ3; SWD1; RBBP5
종	인간
유전자 ID	5929
면역원	인간 RBBP5 (NP_005048.2)의 아미노산 319-538 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15291
단백질 무게	59kDa
배송	아이스백