

Wb용 Anti-Rbbp8 토끼 다클론 항체 - Q99708

품목 번호: CM0014671



소개

Western blot 및 ELISA 검증이 완료되었으며 랫드와 교차 반응성을 보이는 인간 RBBP8(CtIP)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. DNA 복구, 세포 주기 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBBP8 토끼 pAb
비고/별칭	RIM; COM1; CTIP; JWDS; SAE2; JAWAD; SCKL2; RBBP8
종	인간
GeneID (인간)	5932
GeneID	5932
면역원	인간 RBBP8(NP_002885.1)의 아미노산 648-897에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	Q99708
단백질 중량	102kDa
배송	아이스팩