

Wb 및 Elisa용 Anti-Rbm11 토끼 다클론 항체 - P57052

품목 번호: CM0016588



소개

인간 RBM11을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 나타냅니다. 대체 스플라이싱 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RBM11 토끼 pAb
비고/별칭	RBM11
종	인간
GeneID (인간)	54033
GeneID	54033
면역원	인간 RBM11(NP_658983.3)의 아미노산 1-281에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P57052
단백질 중량	32kDa
배송	아이스백