


Wb, Elisa용 Anti-Rbm14 폴리클로날 항체 - Q96Pk6

품목 번호: CM0029353



소개

인간 RBM14에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 전사 및 중심립 조절에서 RNA 결합 단백질 14 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBM14 Rabbit pAb
비고/별칭	SIP; COAA; PSP2; SYTIPI; TMEM137; RBM14
종	인간
유전자 ID (인간)	10432
유전자 ID	10432
면역원	재조합 단백질 인간 RBM14 (NP_006319.1)의 아미노산 110-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96PK6
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백