


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rbm14 폴리클로널 항체 - Q96Pk6

품목 번호: CM0013255



소개

RBM14 Rabbit pAb는 인간 RBM14 (aa 110-220)에 대해 생성된 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트에서 반응성을 확인하며 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절, 센트리올 생물학 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBM14 Rabbit pAb
비고/별칭	SIP; COAA; PSP2; SYTIPI; TMEM137; RBM14
종	Human
유전자 ID	10432
항원	인간 RBM14 (NP_006319.1)의 아미노산 110-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q96PK6
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스 팩