

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Rbm15 다클론 항체 - Q96T37

품목 번호: CM0026934



소개

RBM15 토끼 다클론 항체는 인간 및 마우스 RBM15(107 kDa)를 검출하며 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. m6A 메틸화, X 염색체 불활성화 및 조혈 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RBM15 토끼 pAb
비고/별칭	OTT; OTT1; SPEN; RBM15
종	인간
유전자 ID (인간)	64783
유전자 ID	64783
면역원	재조합 단백질 인간 RBM15 (NP_001188474.1)의 아미노산 530-780에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96T37
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스백