

Wb 및 Elisa용 항-Rbm15B 토끼 다클론 항체 - Q8Ndt2

품목 번호: CM0027862

소개

인간 RBM15B(추정 RNA 결합 단백질 15B, OTT3)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. m6A 메틸화 및 RNA 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBM15B 토끼 pAb
비고/별칭	OTT3; HsOTT3; HUMAGCGB; RBM15B
종	인간
GeneID (인간)	29890
GeneID	29890
면역원	인간 RBM15B (NP_037418.3)의 아미노산 540-720에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8NDT2
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백