


Wb, Elisa용 Anti-Rbm19 토끼 다클론 항체 - Q9Y4C8

품목 번호: CM0019475



소개

인간 RBM19을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 배아 발달, RNA 결합 메커니즘 및 장 신생물 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RBM19 토끼 pAb
비고/별칭	Mrd1; RBM19
종	인간
GeneID	9904 (인간)
면역원	인간 RBM19의 아미노산 759-960에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_057280.2)
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y4C8
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스팩