

Wb 및 Elisa용 Anti-Rbm22 토끼 다클로날 항체 - Q9Nw64

품목 번호: CM0016180



소개

인간 RBM22(Cwc2, ZC3H16, fSAP47)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 스플라이스솜 및 pre-mRNA 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RBM22 Rabbit pAb
비고/별칭	Cwc2; ZC3H16; fSAP47; RBM22
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	55696 (인간)
면역원(Immunogen)	인간 RBM22 (NP_060517.1)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NW64
단백질 분자량	47kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)