


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rbm25 다클론 항체 - P49756

품목 번호: CM0018241



소개

RNA 결합 단백질 25(RBM25)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간과 마우스에 반응합니다. RBM25는 BCL2L1 아이소폼 조절을 통해 대체 스플라이싱과 세포사멸을 조절합니다 - P49756

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBM25 토끼 pAb
비고/별칭	S164; NET52; RNPC7; Snu71; RED120; fSAP94; RBM25
종	인간
GeneID (인간)	58517
GeneID	58517
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49756
단백질 분자량	100kDa
배송	얼음팩