

Wb 및 Elisa용 Anti-Rbm26 토끼 다클론 항체 - Q5T8P6

품목 번호: CM0017760

소개

RBM26을 표적으로 하며 WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간 RBM26을 검출하며 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. RNA 결합 단백질 연구 및 핵 pA+ RNA turnover 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RBM26 토끼 pAb
비고/별칭	ARRS2; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
종	인간
유전자 ID (인간)	64062
유전자 ID	64062
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q5T8P6
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스백