

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rbm3 Rabbit Polyclonal Antibody - P98179

품목 번호: CM0026383



소개

RBM3 Rabbit pAb는 토끼에서 생산된 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 타겟: cold inducible mRNA binding protein RBM3 (17 kDa, SWISS P98179).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBM3 Rabbit pAb
비고/별칭	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
종(Species)	인간(Human)
Gene ID (인간)	5935
Gene ID	5935
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P98179
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)