

Anti-Rbm34 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P42696

품목 번호: CM0013884

소개

Western blotting 및 ELISA에 대해 검증된 RBM34 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 RNA 결합 단백질 34를 표적으로 하며, 이 단백질은 핵소체에 국재하고 RNA 처리 과정에 관여하는 것으로 알려져 있습니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBM34 Rabbit pAb
비고/별칭	RBM34
종(Species)	Human (인간)
Gene ID	23029
면역원(Immunogen)	인간 RBM34 (NP_055829.2)의 아미노산 60-280에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P42696
단백질 분자량	49kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)