


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rbm39 토끼 다클론 항체 - Q14498

품목 번호: CM0019557



소개

인간 RBM39(CAPERα)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 스플라이싱 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBM39 토끼 pAb
비고/별칭	HCC1, CAPER, RNPC2, FSAP59, CAPERalpha, RBM39
종	인간
GeneID(인간)	9584
GeneID	9584
면역원	인간 RBM39(NP_001229528.1)의 아미노산 400-508 영역에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14498
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스팩