

## Wb 및 Elisa용 Anti-Rbm46 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Tby0

품목 번호: CM0024129

### 소개

감수분열과 생식력의 주요 조절자인 RBM46(CT68)을 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 생식 생물학 및 생식 세포 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | RBM46 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭       | CT68; RBM46                                                  |
| 종           | 인간                                                           |
| GeneID (인간) | 166863                                                       |
| GeneID      | 166863                                                       |
| 면역원         | 인간 RBM46 (NP_659416.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                           |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                      |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫트                                                  |
| SWISS       | Q8TBY0                                                       |
| 단백질 분자량     | 60kDa                                                        |
| 배송          | 아이스백                                                         |