


Wb, Elisa용 Anti-Rbm5 폴리클로널 항체 - P52756

품목 번호: CM0014761



소개

인간 RBM5에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포자멸 및 대안 스플라이싱 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBM5 Rabbit pAb
비고/별칭	G15, H37, RMB5, LUCA15, LUCA-15, RBM5
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10181
GeneID	10181
면역원(Immunogen)	인간 RBM5 (NP_005769.1)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P52756
단백질 분자량(Protein Weight)	92kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)