

Anti-Rbm7 (Ko 검증) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용) - Q9Cqt2

품목 번호: CM0010599

소개

마우스 Rbm7에 대한 KO 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 단백질 크기는 30 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] Rbm7 토끼 mAb
비고/별칭	1200007M24Rik; 1500011D06Rik
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	10179
GeneID	67010
항원(Immunogen)	마우스 Rbm7 (NP_659197.2)의 아미노산 87-265에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 용합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9CQT2
단백질 크기	30kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)