

항-RbmX/Hnrnp G 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P38159

품목 번호: CM0018372



소개

인간 RBMX/hnRNP G를 인식하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차반응합니다. 전사, 스플라이싱 및 TNFR1 신호 전달에 관여하는 다기능 RNA 결합 단백질을 타겟으로 합니다. 종양학 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RBMX/hnRNP G 토끼 pAb
비고/별칭	RNMx; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXPI; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
종	인간
유전자ID (인간)	27316
유전자ID	27316
면역원	인간 RBMX/hnRNP G (NP_002130.2)의 아미노산 1-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P38159
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스백