

Wb 및 Elisa용 Anti-Rbmy1F 폴리클론 항체 - Q15415

품목 번호: CM0018849

소개

인간 RBMY1F(UniProt Q15415)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합하며, 쥐와의 교차 반응성을 보입니다. 정자 형성 및 고환 내 전사체 스플라이싱 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBMY1F Rabbit pAb
비고/별칭	YRRM2; RBMY1F
종	인간
GeneID (인간)	159163
면역원	인간 RBMY1F (NP_689798.1)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q15415
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백