


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Rbp1 폴리클로날 항체 - P09455

품목 번호: CM0014546



소개

인체 RBP1(세포 레티놀 결합 단백질 I)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IF-P, ELISA 검증을 완료했으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 비타민 A 운반 및 지질 방출 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBP1 토끼 pAb
비고/별칭	CRBP; RBPC; CRBP1; CRBPI; hCRBP1; CRABP-I; RBP1
종	인체
GeneID (인체)	5947
GeneID	5947
면역원	제조항 단백질[인체 RBP1의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질 (NP_001352869.1).
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	P09455
단백질 무게	16kDa
배송	아이스팩