

Wb 및 Elisa용 항Rbp3 토끼 다클론 항체 - P10745

품목 번호: CM0025362

소개

인간 RBP3에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 시각 순환의 핵심 광수용체간 레티노이드 결합 단백질인 인간, 마우스 및 래트 RBP3(135 kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBP3 Rabbit pAb
비고/별칭	IRBP; RBPI; RP66; D10S64; D10S65; D10S66; RBP3
종	인간
유전자 ID	5949
면역원	인간 RBP3 (NP_002891.1)의 아미노산 18-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10745
단백질 분자량	135kDa
배송 방식	아이스 팩