


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Rbp4 단일클론 항체 - P02753

품목 번호: CM0010936



소개

WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 RBP4 토끼 단일클론 항체(별칭 RDCCAS; MCOPCB10). 인간, 마우스 및 랫드 레티놀 결합 단백질 4(혈장 레티놀 수송)와 반응합니다. 분자량 약 21 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBP4 토끼 mAb
비고/별칭	RDCCAS; MCOPCB10
종	인간
GeneID (인간)	5950
GeneID	5950
면역원	재조합 단백질 인간 RBP4(NP_006735.2)의 19-201번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P02753
단백질 중량	21kDa
배송	아이스백