


Wb, Elisa용 Anti-Rbp4 다클론 항체 - P02753

품목 번호: CM0015617



소개

사람 RBP4(레티놀 결합 단백질 4)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 사람, 생쥐 및 랫드 종에서 내인성 발현 수준을 검출합니다. 레티놀 수송 및 비타민 A 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBP4 토끼 pAb
비고/별칭	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
종	사람
유전자 ID (사람)	5950
유전자 ID	5950
면역원	사람 RBP4(NP_006735.2)의 아미노산 19-201에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	P02753
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩