


Wb, Elisa용 Anti-Rbp4 토끼 다클론 항체 - P02753

품목 번호: CM0021829



소개

인간 RBP4를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 레티놀 수송, 비타민 A 항상성 및 시각 관련 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBP4 토끼 pAb
비고/별칭	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
종	인간
GeneID (인간)	5950
GeneID	5950
면역원	제조합 단백질 인간 RBP4의 아미노산 19-201에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질(NP_006735.2).
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P02753
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백